


Douchepleister Tegaderm+Pad


Instructie voor het plakken van de douchepleister



Voorzijde douchepleister




Achterzijde douchepleister



Stap 1: Haal de douchepleister uit de verpakking bij de aangegeven pijl.



Stap 2: Haal de achterzijde van de douchepleister eraf.




Stap 3: Houd de pleister vast op de aangewezen punten.



Stap 4: Plak de pleister op de wond.

Douchepleister Tegaderm+Pad



Stap 5: Druk de pleister goed aan.



Stap 6: Verwijder de witte rand en druk de randen van de pleister nogmaals goed aan.